

Protocol: s17-01446
Version Date: 07/16/21

研究参与者 指导手册

NYU Langone
Health

NYU Grossman
School of Medicine



Approved For Period: 7/1/2022 - 7/20/2023

请仔细阅读这本手册中所有的指示。

请仔细遵守手册中的指示来确保研究的准确性。

如果您有任何问题, 请致电 **718-722-1370**

第一步

检阅盒内的物件

第二步

采集漱口水样本

第三步

采集粪便样本

第四步

寄回研究材料

- 步骤**2**和**3**可以按任何顺序完成。
- 您也可以选择仅提供寄回漱口水样本, 或者仅提供寄回粪便样本。
- 收到您的第一个样本集后, 我们将在大约两个月内发送第二个样本集。
- 对于收集第二个样本, 请您与第一个样本收集保持一致, 选择相同类型的样本寄回给我们。
- 例如:

第一个样本集 参与时	第二个样本集 跟进(2个月之后)
口腔样本	口腔样本
粪便样本	粪便样本
口腔与粪便样本皆有	口腔与粪便样本皆有

第一步



检阅盒内的物件

请确认您的盒子里有所有以下列出的物品

- 口腔样本采集套件
- 粪便样本采集套件





第二步

采集漱口水样本

- 倒入10mL的漱口水到蓝盖试管中(到试管上10mL的水平线)。
- 把在管子里已量好的漱口水倒入口中, **漱口30秒后**把漱口水吐到蓝盖试管中。
- **把试管上的盖子关紧。**
- 把蓝盖试管放入提供的样本袋中, 将袋子密封。



漱口水



蓝盖试管



样本袋

第三步

采集粪便样本

- 如果可以的话,采样粪便前请先小便。
- 根据包装说明,请把粪便收集纸铺在马桶坐垫上。
- 排便。
- 戴上手套 (选择性)。
- 松开绿盖试管, **请小心不要洒出里面的保存液体。**
- 用连接在试管盖上的棒子采取两个弹珠大小的粪便,放入试管中。
- **盖子关紧后,用力摇晃试管30秒钟。**
- 粪便和粪便收集纸冲走。
- 将绿盖试管放入所提供的样本袋中,然后将袋子密封。



粪便收集纸

手套



装有保存液的
绿盖试管



样本袋

第四步

寄回研究材料

- 请把下列物品放回到提供的盒子内:
 - 装有采集好的漱口水样本的样本袋
 - 装有采集好的粪便样本的样本袋
- 移除封条, 密封好盒子。
- 使用美国邮政服务(USPS)寄回盒子。
邮资已付。
- 当我们收到您的第二批样本时,
- 如果您只提供漱口水或粪便样本,
您将获得 **20 美元**
- 如果您同时提供漱口水和粪便两种样本, 您将获得
35 美元



请注意!

- 请确实关紧试管盖子, 以防运送过程中液体洒出。
- 样本采集后请尽快 (1-2 天内)
寄回



Department of Population Health
NYU Grossman School of Medicine
180 Madison Ave, 8th Floor
New York, NY 10016
718-722-1370



Approved For Period: 7/21/2022 - 7/20/2023

